




Varenummer 254114

ABRI-SOFT
superdry

Underlag, Abena Abri-Soft Superdry, 180x70cm, lyseblå, med flaps

- ✓ Absorberende kerne af fluff og SAP
- ✓ Blød og glat nonwoven overflade
- ✓ Hurtig absorption af væske
- ✓ Væsketæt bagside og forseglede kanter for ekstra beskyttelse
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser



Produktbeskrivelse

Abri-Soft Superdry anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole. Det er velegnet til inkontinente brugere, men også til ikke-sterile procedurer. Underlaget indeholder både fluff og SAP, som er med til indkapsle væsken, og giver en tør overflade hurtigere. Odour systemet minimere ubehagelige lugte. Derudover har underlaget forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage, og overfladen er dækket af et blødt nonwoven materiale, som sikrer brugeren høj komfort. Brugen af engangsunderlag mindsker risikoen for kontaminering. En version med sidestykker og en version med tape er tilgængelig. Disse versioner kan med fordel bruges til aktive eller urolige brugere, da underlaget ikke rykker sig. Abri-Soft Superdry har en let til moderat absorptionsevne og findes i forskellige størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	Abena
Vareserie	Abri-Soft Superdry
Sekundær farve	Lyseblå
Egenskaber	Med flaps
Features	Usteril, hvert sidestykke måler 70x50 cm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Fluff, nonwoven, PE, SAP, tissue
Længde/dybde	180 cm
Bredde	70 cm
Vægt, netto	140 g
Tolerance	+/- 2,5 cm
Steriliseringsmetode	EO
Absorptionsevne	1750 ml
Certifikater	CE, Dermatologisk testet, FSC Mix, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Underlaget placeres på sengen eller stolen med den blå side ned af. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	60 stk	0.5 m	0.28 m	0.42 m	5703538759239
pk	30 stk	0.26 m	0.24 m	0.38 m	5703538759215



FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at fremme ansvarlig skovforvaltning globalt. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råmaterialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC-certificerede produkter er du med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. FSC™Mix betyder, at produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se mere på www.fsc.org.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkter er blevet testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at benytte og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (den Europæiske Konformitetskomite) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Råmateriale, polyacrylat, der absorberer sin egen vægt 33 gange.



Abenas produkter er produceret med Odour System, som sikrer mod lugtgener fra produktet.



Råmateriale, der optager sin egen vægt 10 gange og har fremragende væskespredningsegenskaber.



Produktet er kun til engangsbrug.